

**Hou de kwaliteit van uw microscoop constant !**


## **Motic** Microscope Cleaning Kit

Voor het reinigen van alle microscopen, zowel glazen als mechanische onderdelen.  
Alsook specifiek voor de fluorescentie microscoop.

**Bestel nu 4 kits, en u ontvangt er 1 gratis bij !**



Product code: N61-MO-300111



Vuil beeld

Zuiver beeld

**Controleer de kwaliteit van het resultaat !**

## **FITC Quality Control Slide**



Product code: .....

*Zou u het weten moest uw microscoop niet juist uitgelijnd zijn?*  
**Waarschijnlijk niet.**

**De FITC QC Slide is hét hulpmiddel om het te weten te komen.**

**Hoe?**

1. Plaats de slide onder de microscoop met 200X vergroting
2. Begin met de +/- well en kijk in oplopende volgorde
3. De eerste well waarin fluorescentie voorkomt is uw eindtiter